

SKIN PEN

**Pérdida
de cabello**

Arrugas

Líneas de expresión

Patas de gallo

Bolsas

Cicatrices de acné

Manchas de edad

Acné activo

Lineas de marioneta

Labios finos

Flacidez

Vello indeseado

Cuello



SKIN PEN



La técnica de micropunción con roller consigue la creación de microconductos a través de los cuales pasan las sustancias aplicadas en el mismo momento.

A su vez, este procedimiento estimula la liberación de factores de crecimiento que ponen en marcha la síntesis de nuevo colágeno y elastina.

Los microconductos creados se cerrarán en poco tiempo. El edema creado estará en función de la agresión realizada (profundidad).

Es necesario ayudar a la recuperación de la piel mediante cremas/ productos hidratantes y nutritivos. La profundidad de las agujas oscilará entre 0,25 y 2 mm y se elegirá una u otra en función de la zona a tratar.

PARÁMETROS DE TRABAJO

REGIÓN	PIEL DELGADA	PIEL GRUESA
Frente	0.25 – 0.5 mm	0.5 – 0.75 mm
Entrecejo	0.25 – 0.5 mm	0.5 – 1.0 mm
Nariz	0.25 mm	0.5 mm
Contorno de Ojos	0.25 mm	0.25 – 0.5 mm
Pómulos	0.5 mm	0.5 – 1.0 mm
Mejillas y mentón	0.5 – 1.0 mm	1.0 – 2.0 mm
Labio Superior	0.25 mm	0.25 – 0.75 mm
Cicatrices faciales	1.0 – 1.25 mm	1.5 – 2.0 mm
Estrías	1.5 – 2.0 mm	1.5 – 2.0 mm
Cicatrices quirúrgicas & quemaduras	2.0 – 2.5 mm	