

RELLENOS PARA EL CUERPO

GENEFILL



SELLAESTHETIC

Tel. 96 302 35 09
www.sellaesthetic.com

RELLENOS GENEFILL

Genefill es un rango de rellenos bifásicos que representa la correcta combinación de concentración de ácido hialurónico y el tamaño de las partículas.

Han sido especialmente diseñados con el objetivo de una aplicación fácil con efectos a largo plazo.

Los productos Genefill aseguran resultados naturales. Con un proceso innovativo de fabricación, estimulan la dermis que trabaja activamente contra el proceso de antiaging



GENEFILL SOFT FILL

La mejor elección para un gran efecto de relleno en profundidad y arrugas glaberales, gracias a la alta concentración de ácido hialurónico reticulado.

LINEA DE PRODUCTOS:



GENEFILL FINE

Hidrata y revitaliza las líneas finas, arrugas superficiales y líneas periorbitales. Da un aspecto fresco y aumenta la elasticidad de la piel.



GENEFILL CONTOUR

Diseñado para contornear y corregir deformidades cóncavas del cuerpo, puede ser usado para nalgas, pantorrillas y otras partes para proveer efecto de aumento y de relleno



GENEFILL SOFT TOUCH

Excelente opción para aumento de mejillas y labios así como revitalización de surcos nasolabiales. Su textura suave hace que su resultado sea natural



GENEFILL DX

Aumenta la elasticidad de la piel y ayuda a la producción de colágeno. Puede ser usado para el aumento de mejillas, suavizar surcos nasolabiales así como arrugas profundas y líneas de marionetas

ESPECIFICACIÓN

	Genefill FINE	Genefill SOFT TOUCH	Genefill SOFT FILL	Genefill CONTOUR	Genefill DX
Indicación	Finas líneas y rejuvenecimiento	Arrugas de medias a profundas, aumento de labios y contorno	Arrugas de medias a profundas, puente nasal, aumento de mejillas, aumento de labios, arco mandibular, barbilla	Manos, pantorrillas, nalgas y otras deformidades del cuerpo cóncavas	Arrugas de medias a profundas, aumento de mejillas, barbilla
Beneficios	Revitalización de la piel e hidratación, aumento de la elasticidad	Revitalización y aumento, mejora de la textura de la piel	Aumento y gran efecto suavizante	Corrección del contorno, aumento y efecto de relleno	Aumento, hidratación de la piel, aumento de la elasticidad, relleno y efecto de contorno
Ácido hialurónico no reticulado (por 1 ml)	14 mg	2 mg	2 mg	2 mg	-
Ácido hialurónico reticulado (por 1 ml)	-	16 mg	20 mg	20 mg	14 mg con 50 mg de dextranómero por 1 ml de producto
Volumen por jeringa	1 ml	1 ml	1 ml	10 ml	1 ml
Aguja/Cánula	Incluye aguja 30G	Incluye aguja 30G	Incluye aguja 30G	-	Incluye aguja 25G
Profundidad de inyección	Hipodermis	Dermis media	Dermis media	Hipodermis	Hipodermis



Antes y Después

Mejillas
Antes



Después




Labios
Antes



Después



Nalgas
Antes



Después

