


# Algeness®


Filler 100% natural, biodegradable y biocompatible

## TRATAMIENTO DE REPOSICIÓN/RELLENO DE VOLUMEN DE OJERAS



LD (1% Agarosa)

Ref. 300830



HD (1,5% Agarosa)

Ref. 300831

### DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

- Relleno de la ojera hundida recuperando el aspecto natural.
- El producto se posiciona en plano profundo.
- Algeness 1,5% en plano supra periostio y Algeness 1% en plano profundo.
- Es posible incluir analgésico: 0,1 ml de Lidocaína en cada vial.

### Cantidad utilizada

- Cada ojera se trabaja con un máximo de 0,5 ml de Algeness. Quedando 0,4 ml para posteriores retoques.


### Ventajas específicas en esta zona

- No crea efecto Tindal.
- Gracias a la naturaleza hidrófoba de Algeness, no provocamos edema ni captamos agua.
- Algeness es muy seguro en esta zona altamente vascularizada ya que se disuelve en suero fisiológico.

### Retos

- Algeness es un producto que se utiliza con la técnica de retrotrazado en cantidades muy pequeñas.
- Controlar en todo momento la posición de la aguja con respecto al nervio óptico, al igual que con cualquier otro tratamiento de infiltración en esta área.

## RESULTADOS



Dr. Vandeputte



Antes

Después