



# Algeness®

Filler 100% natural, biodegradable y biocompatible

## RELLENO DE LA ZONA PERIBUCAL



DF (2,5% Agarosa + 0,4%  
AH no reticulado)

Ref. 300832

### DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

- Relleno para tratar las arrugas de marioneta en la zona peribucal. Algeness se trabaja en plano profundo, por lo que no admite la técnica de blanching y no es válido para tratar el "código de barras".
- Aplicación del producto en la propia arruga.
- El producto se posiciona en plano profundo.
- Es posible incluir analgésico: 0,2 ml de Lidocaína en cada vial.

### Cantidad utilizada

- Utilizamos 0,4 ml por arruga en total 0,8 ml, pudiendo quedar 0,6 ml para trabajar la barbilla.

### Ventajas específicas en esta zona

- Esta zona es relativamente fácil de tratar.

### Retos

- Esta es una zona sin riesgo ni dificultad inherente.

## RESULTADOS



Antes



Después